

# «СторПротектПлюс» (StoreProtectPlus)<sup>®</sup>

**Контейнер із розчином для перфузії та консервації органів, призначених для трансплантації / Консерваційний розчин для нирок, печінки, підшлункової залози**

Медичний виріб класу III

**CE**  
2274

SPRT-P2000/ua/2021/03/04  
Сторінка 1/1

REF SPRT-P2000



Розчин «СторПротектПлюс» (StoreProtect Plus<sup>®</sup>) - це прозорий або світло-жовтий стерильний апірогенний розчин, призначений для гіпотермічного промивання, транспортування та зберігання органів черевної порожнини (печінка, нирки та підшлункова залоза).

Розчин «СторПротектПлюс» (StoreProtect Plus<sup>®</sup>) – це позаклітинний колоїдний розчин, у якому поліетиленгліколь (ПЕГ) виступає як колоїдний полімер. Розчин використовується для зберігання органа в оптимальних умовах протягом часу від видалення у донора до трансплантації реципієнту.

### Склад розчину «СторПротектПлюс» (StoreProtect Plus<sup>®</sup>)

Лактобіонова кислота	35,8 г
Аденозин	1,336 г
Алопуринол	0,136 г
Глутатіон	0,922 г
Поліетиленгліколь (ПЕГ 35)	1 г
Калію дигідрофосфат	3,402 г
Рафіноза, 5Н20	17,84 г
Магнію сульфат, 7Н20	1,232 г
Натрію гідроксид	pH: 7,4
Вода для ін'єкцій	до 1000 мл

### Контейнер

Прозорий контейнер з ПВХ пластику  
Не містить латексу  
Не містить ДЕГФ  
Має 3 порти: Заливний порт  
Ін'єкційний порт  
Порт під спайк-конектор

### Упаковка

**Контейнер об'ємом 2000 мл**  
5 контейнерів у картонній коробці  
1 інструкція для медичного застосування у картонній коробці

### Умови використання

Знищити після використання  
Термін придатності 18 місяців



Медичний виріб



**Виробник** Carnamedica Sp. z o.o. Варшава, Польща



Уповноважений представник в Україні:

**ТОВ «РМ Документ»** Тел.: 096-129-80-46,

e-mail: [certification.rm.document@gmail.com](mailto:certification.rm.document@gmail.com)

**Офіційний дистриб'ютор на території України:**

**ТОВ «РедМед»**

e-mail: [tov.redmed@gmail.com](mailto:tov.redmed@gmail.com) + 38-096-129-80-46



Стерильний (асептичне наповнення)



Для одноразового використання



Не використовувати, якщо упаковку пошкоджено.



### Умови зберігання

Зберігати в місці, захищеному від дії прямих сонячних променів  
Зберігати розчин за температур від +2 °C до + 25 °C

