

«СелПротект» (CelProtect)[®]

Контейнер із розчином для перфузії та консервації органів, призначених для трансплантації / Консервуючий розчин для нирок, печінки, підшлункової залози, серця, легень

Медичний виріб класу III

REF CPRT

CE
2274

CPRT/ ua/2021/03/04
Сторінка 1/1



Розчин для консервації органів «СелПротект» (CelProtect[®]) – це прозорий стерильний апірогенний розчин, призначений для гіпотермічного промивання, транспортування та зберігання органів (серце, легені, нирки, печінка та підшлункова залоза).

Розчин «СелПротект» (CelProtect[®]) - це позаклітинний розчин із низькою в'язкістю, що використовується для зберігання органів в оптимальних умовах протягом часу від видалення у донора до трансплантації реципієнту.

Склад розчину «СелПротект» (CelProtect[®])

Глутатіон	0.921 г
Манітол	10.930 г
Лактобіонова кислота	28.664 г
Глутамінова кислота	2.942 г
Натрію гідроксид	4.000 г
Кальцію хлориду дигідрат	0.037 г
Калію хлорид	1.118 г
Магнію хлориду гексагідрат	2.642 г
Гістидин	4.650 г

Контейнер

Прозорий контейнер з ПВХ пластику
Не містить латексу

Не містить ДЕГФ
Має 3 порти: Заливний порт
Ін'єкційний порт
Порт під спайк-конектор

Упаковка

Контейнер об'ємом 1000 мл
10 контейнерів у картонній коробці
1 інструкція для медичного застосування у картонній коробці

Умови використання

Знищити після використання
Термін придатності 18 місяців



Медичний виріб



Виробник Carnamedica Sp. z o.o. Варшава, Польща



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «РМ Документ» Тел.: 096-129-80-46,

e-mail: certification.rm.document@gmail.com

Офіційний дистриб'ютор на території України:

ТОВ «РедМед»

e-mail: tov.redmed@gmail.com + 38-096-129-80-46



Стерильний (асептичне наповнення)



Для одноразового використання



Не використовувати, якщо упаковку пошкоджено.



Умови зберігання

Зберігати в місці, захищеному від дії прямих сонячних променів

Зберігати розчин за температур від +2 °С до + 8 °С

